

Link do produktu: <https://akmed.pl/universalna-orteza-ledzwiowo-krzyzowa-u-lk-p-2576.html>

Uniwersalna orteza lędźwiowo krzyżowa U-LK



Numer katalogowy

U-LK

Producent

Reh4Mat

Opis produktu

Charakterystyka wyrobu

Sznurówka ortopedyczna U-LK należy do grupy 4CLASSIC, jest wyrobem uniwersalnym – bezrozmiarowym, została wykonana z innowacyjnego surowca **UniPren**.

UniPren to uniwersalny trójwarstwowy surowiec składający się z zewnętrznej elastycznej poliamidowej dzianiny okładkowej o funkcji samoszczepnej, wewnętrznego rdzenia z pianki neoprenowej oraz elastycznej jerseyowej dzianiny okładkowej. Materiał ten charakteryzuje się miękkością i bardzo wysoką elastycznością. Bardzo ważnym atutem tego surowca jest to, że nie jest to wyrób dziany, nie posiada grubych włókien, przez co jego sploty nie odciskają się na skórze pacjenta i nie powodują ran w miejscach o dużej kompresji. Ortezy wykonane z surowca **UniPren** to najmocniejsze i najskuteczniej stabilizujące ortezy dostępne na rynku. Surowiec wodoodporny.

Właściwości

Konstrukcja ortezy uwzględnia specyfikę budowy ciała i zapewnia maksymalny komfort jej użytkowania, umożliwia nieograniczoną swobodę ruchu zarówno kobietom jak i mężczyznom.

Stabilizuje odcinek lędźwiowy kręgosłupa przez wzmocnienie ściany mięśni brzucha ogrzewa.

Przeznaczenie

- po przebytych urazach lub przeciążeniu (zbyt intensywnym treningiem lub ciężką pracą fizyczną) mięśni brzucha i grzbietu
- w przewlekłych zespołach bólowych kręgosłupa lędźwiowego
- profilaktycznie u osób rozpoczynających intensywny trening sportowy (szczególnie w początkowym okresie) lub wykonujących ciężkie prace fizyczne ze słabymi mięśniami brzucha
- może spełniać funkcję ochronną w sportach kontaktowych

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: Uniwersalny , X-Large