

Link do produktu: <https://akmed.pl/universalna-orteza-nadgarstka-z-opcjonalnym-unieruchomieniem-kciuka-am-osn-u-11-p-2288.html>



Uniwersalna orteza nadgarstka z opcjonalnym unieruchomieniem kciuka AM-OSN-U-11

Numer katalogowy	AM-OSN-U-11
Producent	Reh4Mat

Opis produktu

Czym jest uraz sportowy?

W pierwszym pojęciu jest to kontuzja, która występuje nagle w trakcie uprawiania aktywności fizycznej i sportu. Aczkolwiek, specjaliści rozszerzają to pojęcie i urazem sportowym nazywają również schorzenie, którego przyczyną jest aktywność fizyczna, ale objawy dostrzegane są w przerwie między treningami lub po ich całkowitym zakończeniu. W związku z tym, uraz sportowy może ujawnić się nawet u emerytowanego sportowca.

Skръcenie kciuka

Kciuk, a dokładnie **więzadło łokciowe poboczne (UCL)** jest bardzo podatne na uraz skръtny ze względu dużą fizjologiczną ruchomość kciuka. Więzadło zlokalizowane jest u podstaw kciuka i ma za zadanie stabilizować staw śródrečno-paliczkowy. Niestety, wystarczy aby sportowiec upadł na dłoń z odwiedzionym kciukiem, co powoduje natychmiastowe skръcenie, a czasem nawet rozerwanie więzadła łokciowego pobocznego.

Zastanawiasz się jak temu zapobiec?

W trakcie uprawiania sportu wypróbuj naszą doskonałą uniwersalną **ortezę nadgarstka AM-OSN-U-11** z opcjonalną stabilizacją kciuka.

Charakterystyka produktu

Uniwersalna **orteza nadgarstka AM-OSN-U-11** z opcjonalnym unieruchomieniem kciuka, jest ortezą elastyczną i bezrozmiarową.

Nasza orteza to doskonałe rozwiązanie dla sportowców!

W razie potrzeby stabilizacji kciuka, wystarczy zamontować **opcjonalny metalowy stelaż**, który doskonale unieruchomi staw siodłkowy (kciuk). Natomiast, jeśli potrzebujesz zachować pełną jego ruchomość, możesz korzystać z samej stabilizacji nadgarstka.

Orteza zastawa wykonana z surowca UniPren.

UniPren to uniwersalny trójwarstwowy surowiec składający się z zewnętrznej elastycznej poliamidowej dzianiny okładkowej o funkcji samoszczepnej, wewnętrznego rdzenia z pianki neoprenowej oraz elastycznej jerseyowej dzianiny okładkowej. Materiał ten charakteryzuje się miękkością i bardzo wysoką elastycznością. Bardzo ważnym atutem tego surowca jest to, że nie jest to wyrób dziany, nie posiada grubych włókien, przez co jego sploty nie odciskają się na skórze pacjenta i nie powodują ran w miejscach o dużej kompresji. Ortezy wykonane z surowca **UniPren** to najmocniejsze i najskuteczniej stabilizujące ortozy dostępne na rynku. UniPren jest wodoodporny.

Orteza nadgarstka AM-OSN-U-11 ma za zadanie unieruchomić naciągnięte bądź naderwane więzadło łokciowe poboczne, aby przyspieszyć proces gojenia. Gdy więzadło jest całkowicie zerwane, wówczas niezbędna jest operacja, po której koniecznego unieruchomienia stawu dostarczy również nasza **orteza nadgarstka AM-OSN-U-11**. Została wykonana w formie otwartej. Posiada ona wewnętrzne, elastyczne zapięcie ułatwiające zakładanie ortozy oraz zapięcia obwodowe i dłoniowe. Wyrób od strony dłoniowej posiada anatomicznie wyprofilowaną aluminiową szynę ortopedyczną oraz opcjonalny metalowy stabilizator kciuka. W zależności od schorzenia pacjenta, stabilizator kciuka może być stosowany lub nie. Te cechy oraz bardzo szeroki zakres regulacji wyrobu, zdecydowanie ułatwiają dobór ortozy dla danego pacjenta.

Orteza jest wyrobem wodoodpornym i bez obaw może być stosowana w środowisku wodnym.

Przeznaczenie

1. Jako unieruchomienie po urazie nadgarstka (złamanie, zwichnięcie).
2. W zapaleniach kaletki ścięgniętych.
3. W niestabilności stawu nadgarstkowego.
4. W zmianach przeciążeniowych, zwyrodnieniowych i zapalnych.
5. Skręcenie i naderwanie więzadła łokciowego stawu śródrečno-paliczkowego kciuka (np. "kciuk narciarza")
6. niestabilność stawu śródrečno-nadgarstkowego i śródrečno-paliczkowego kciuka przy wczesnej osteoartrozie
7. zwichnięcie stawu siodełkowatego
8. naderwanie ścięgien mięśni
9. Profilaktycznie do stosowania w sporcie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

TYP: lewy , prawy