

Link do produktu: <https://akmed.pl/universalna-orteza-pooperacyjna-kolana-dla-dzieci-rebound-post-op-knee-p-5336.html>



Uniwersalna orteza pooperacyjna kolana dla dzieci REBOUND® POST-OP KNEE

Numer katalogowy	B-8381470
Producent	Ossur

Opis produktu

Prosta i uniwersalna orteza pooperacyjna kolana, której stosowanie jest łatwe dla każdego. Niezależnie od tego, czy chcesz dostosować zakres ruchu, ustawić blokadę drop lock czy zmienić długość ortezy, docenisz prostotę konstrukcji rozwiązania pooperacyjnego Rebound na stawy kolanowe.

WSKAZANIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA

- Stany po leczeniu/urazie więzadła krzyżowego przedniego (ACL) i/lub więzadła krzyżowego tylnego (PCL), więzadła poboczne piszczelowe (MCL) oraz więzadła poboczne strzałkowe (LCL)
- Stany po leczeniu więzadła rzepki
- Stany po zabiegach kostno-chrzęstnych
- Pęknięcia kłykcia
- Stany po leczeniu łękotki • Skręcenia/zwichnięcia stawu kolanowego
- Pęknięcia nasady bliższej kości piszczelowej • Wysoka osteotomia kości piszczelowej

FUNKCJE I KORZYŚCI

- Konstrukcja niewymagająca stosowania narzędzi i wielofunkcyjne opakowanie Smart-Fit™
- Dostępna w wersji uniwersalnej, na lewą lub prawą nogę i w wersji dla dzieci
- Teleskopowy stelaż od 47-68,5 cm (dorosły) i 38-53 cm (dziecko)
- Łatwy w regulacji zawias OneTouch™ do regulacji zakresu ruchu z możliwością zablokowania
- Kolorowe oznaczenia i opatrzone numerami stelaż ułatwiają wyjaśnienie pacjentom sposobu użytkowania
- Sprzączki Quick Fit ułatwiają korzystanie z ortezy

WYMAGANE POMIARY

- Obwód: 15 cm nad środkiem rzepki

INFORMACJE O ZAMAWIANIU

ORTEZA POOPERACYJNA REBOUND

Opis	Obwód uda	Przewiewna	Wyściółka z pianki
Dziecko	30,5-63,5 cm	B-8381470	
Uniwersalna, lewa noga	41-81 cm	B-8381680	B-8382680
Uniwersalna, prawa noga	41-81 cm	B-8381580	B-8382580
Uniwersalna	41-81 cm	B-8381480	B-8382480
Uniwersalna XL	41-96,5 cm	B-8381490	B-8382490