

Link do produktu: <https://akmed.pl/uniwersalna-orteza-stawu-kolanowego-u-sk-p-2127.html>

## Uniwersalna orteza stawu kolanowego U-SK



Numer katalogowy

**U-SK**

Producent

**Reh4Mat**

### Opis produktu

#### Charakterystyka wyrobu

Orteza stawu kolanowego U-SK należy do grupy 4CLASSIC, jest wyrobem uniwersalnym – bezrozmiarowym. Została wykonana z surowca **UniPren**.

**UniPren** to uniwersalny trójwarstwowy surowiec składający się z zewnętrznej elastycznej poliamidowej dzianiny okładkowej o funkcji samoszczepnej, wewnętrznego rdzenia z pianki neoprenowej oraz elastycznej jerseyowej dzianiny okładkowej. Materiał ten charakteryzuje się miękkością i bardzo wysoką elastycznością. Bardzo ważnym atutem tego surowca jest to, że nie jest to wyrób dziany, nie posiada grubych włókien, przez co jego sploty nie odciskają się na skórze pacjenta i nie powodują ran w miejscach o dużej kompresji. Ortezy wykonane z surowca **UniPren** to najmocniejsze i najskuteczniej stabilizujące ortezy dostępne na rynku.

#### Przeznaczenie

##### Ortezę można stosować w przypadku:

- zwichnięć stawu kolanowego,
- skręceń stawu kolanowego,
- zapobiegania kontuzji, nawykowych, pourazowych zwichnięć stawu kolanowego i rzepek
- występowania zmian zwyrodnieniowych

#### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** Uniwersalny , X-Large