

Link do produktu: <https://akmed.pl/universalna-orteza-stawu-skokowego-z-tasmami-osemkowymi-u-ss-p-2199.html>

## Uniwersalna orteza stawu skokowego z taśmami ósemkowymi U-SS



Numer katalogowy

**U-SS**

Producent

**Reh4Mat**

### Opis produktu

#### Charakterystyka wyrobu

Orteza stawu skokowego U-SS należy do grupy 4CLASSIC, jest wyrobem uniwersalnym – bezrozmiarowym, została wykonana z innowacyjnego surowca **UniPren**.

**UniPren** to uniwersalny trójwarstwowy surowiec składający się z zewnętrznej elastycznej poliamidowej dzianiny okładkowej o funkcji samoszczepnej, wewnętrznego rdzenia z pianki neoprenowej oraz elastycznej jerseyowej dzianiny okładkowej. Materiał ten charakteryzuje się miękkością i bardzo wysoką elastycznością. Bardzo ważnym atutem tego surowca jest to, że nie jest to wyrób dziany, nie posiada grubych włókien, przez co jego sploty nie odciskają się na skórze pacjenta i nie powodują ran w miejscach o dużej kompresji. Ortezy wykonane z surowca **UniPren** to najmocniejsze i najskuteczniej stabilizujące ortezy dostępne na rynku.

#### Właściwości

Stabilizuje staw skokowy poprzez utrzymywanie stabilnej temperatury i elastyczny ucisk łagodzi dolegliwości bólowe, ma działanie zmniejszające obrzęki, ułatwia wchłanianie wysięków i krwiaków. Umożliwia szybszy powrót do pracy zawodowej lub treningów. Skuteczność działania uzależniona jest od stosowanego obuwia – wskazane obuwie sportowe typu adidas, obuwie do turystyki kwalifikowanej, specjalistyczne obuwie sportowe. Wskazania i zasady stosowania określa lekarz prowadzący.

#### Przeznaczenie

- po przebytych urazach stawu skokowego tj. skręcenia
- w późniejszym doleczeniu po przebytych złamaniach
- w niestabilności stawu skokowego
- w zmianach zwyrodnieniowych stawu skokowego
- profilaktycznie podczas aktywności fizycznej