

Link do produktu: <https://akmed.pl/uniwersalna-orteza-stawu-skokowego-z-tasmami-stabilizujacyimi-u-ss-01-p-2203.html>

Uniwersalna orteza stawu skokowego z taśmami stabilizującymi U-SS-01



Numer katalogowy

U-SS-01

Producent

Reh4Mat

Opis produktu

Charakterystyka wyrobu

Orteza stawu skokowego U-SS-01 należy do grupy 4CLASSIC, jest wyrobem uniwersalnym – bezrozmiarowym, została wykonana z innowacyjnego surowca **UniPren**.

UniPren to uniwersalny trójwarstwowy surowiec składający się z zewnętrznej elastycznej poliamidowej dzianiny okładkowej o funkcji samoszczepnej, wewnętrznego rdzenia z pianki neoprenowej oraz elastycznej jerseyowej dzianiny okładkowej. Materiał ten charakteryzuje się miękkością i bardzo wysoką elastycznością. Bardzo ważnym atutem tego surowca jest to, że nie jest to wyrób dziany, nie posiada grubych włókien, przez co jego sploty nie odciskają się na skórze pacjenta i nie powodują ran w miejscach o dużej kompresji. Ortezy wykonane z surowca **UniPren** to najmocniejsze i najskuteczniej stabilizujące ortezy dostępne na rynku.

Właściwości

Stabilizuje staw skokowy i stęp poprzez utrzymywanie stabilnej temperatury i elastyczny ucisk łagodzi dolegliwości bólowe, ma działanie zmniejszające obrzęki, ułatwia wchłanianie wysięków i krwiaków. Umożliwia szybszy powrót do pracy zawodowej lub treningów. Skuteczność działania uzależniona jest od stosowanego obuwia – wskazane obuwie sportowe typu adidas, obuwie do turystyki kwalifikowanej, specjalistyczne obuwie sportowe. Wskazania i zasady stosowania określa lekarz prowadzący.

Przeznaczenie

- po przebytych urazach stawu skokowego tj. skręcenia
- w późniejszym doleczeniu po przebytych złamaniach
- w niestabilności stawu skokowego
- w zmianach zwyrodnieniowych stawu skokowego
- profilaktycznie podczas aktywności fizycznej

Produkt posiada dodatkowe opcje:

TYP: lewy , prawy