

# Uniwersalna orteza uda U-U



Numer katalogowy

**U-U**

Producent

**Reh4Mat**

## Opis produktu

### Charakterystyka wyrobu

Orteza uda U-U należy do grupy 4CLASSIC, jest wyrobem uniwersalnym – bezrozmiarowym, została wykonana z innowacyjnego surowca **UniPren**. Jest to uniwersalny trójwarstwowy surowiec, składający się z zewnętrznej elastycznej poliamidowej dzianiny okładkowej o funkcji samoszczepnej, wewnętrznego rdzenia z pianki neoprenowej oraz elastycznej jerseyowej dzianiny okładkowej. Materiał ten charakteryzuje się miękkością i bardzo wysoką elastycznością. Bardzo ważnym atutem tego surowca jest to, że nie jest to wyrób dziany, nie posiada grubych włókien, przez co jego sploty nie odciskają się na skórze pacjenta i nie powodują ran w miejscach o dużej kompresji. Ortezy wykonane z surowca UniPren to najmocniejsze i najskuteczniej stabilizujące ortezy dostępne na rynku. Funkcja samoszczepna, surowca zdecydowanie ułatwia użytkowanie. Ponadto surowiec ten jest wodoodporny.

### Właściwości

Łagodzi dolegliwości bólowe mięśni uda spowodowane przeciążeniem i przebytymi urazami. Poprzez utrzymywanie stabilnej temperatury i elastyczny ucisk ma działanie zmniejszające obrzęki i ułatwia wchłanianie wysięków i krwiaków po przebytych urazach. Umożliwia szybszy powrót do treningów. Wskazania i zasady stosowania określa lekarz prowadzący.

### Przeznaczenie

- zespołach bólowych mięśni uda szczególnie spowodowanych urazami lub przeciążeniem (nadmiernym treningiem lub ciężką pracą fizyczną) – w obrzękach uda spowodowanych przebytymi urazami lub przeciążeniem
- profilaktycznie w sporcie – profilaktycznie stosowana w sportach powodujących znaczne przeciążenie mięśni uda spełnia funkcję ochronną w sportach kontaktowych.