

Link do produktu: <https://akmed.pl/universalna-szyna-kolanowa-z-ograniczeniem-zginania-i-prostowania-protectrom-telescopic-p-7930.html>



Uniwersalna szyna kolanowa z ograniczeniem zginania i prostowania protect.ROM telescopic

Numer katalogowy **9842**

Producent **Medi**

Opis produktu

Uniwersalna szyna kolanowa z ograniczeniem zginania i prostowania i teleskopową regulacją długości

Wskazania

- unieruchomienie pooperacyjne
- unieruchomienie po urazach kolana i w celu stopniowego przywrócenia sprawności ruchowej
- pewna stabilizacja uszkodzonych lub operowanych więzadeł pobocznych i/lub krzyżowych

Zasada działania

- stabilizacja poboczna stawu kolanowego
- unieruchomienie pooperacyjne
- kontrolowane przywrócenie sprawności ruchowej

Właściwości

- nowy, opatentowany zawias Quick-Set
- ograniczenie w odstępach od 10° do 15°

Korzyści produktu

- zginanie: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°
- prostowanie: 0°, 10°, 20°, 30°
- unieruchomienie: 0°, 10°, 20°, 30°
- boczne stalki dające się doginać
- regulowana wyściółka przyjazna dla skóry
- telescopic system

-
- układ teleskopowy: długość sterek regulowana od 42 do 52 cm
 - pasuje do 80 cm obwodu uda

protect.ROM telescopic
rozmiar
uniwersalny

długość
42 - 52 cm

numer artykułu
G.185.009