

Link do produktu: <https://akmed.pl/universalna-szyna-na-kolano-medi-rom-kidz-p-7895.html>



## Uniwersalna szyna na kolano medi ROM Kidz

Numer katalogowy **9805**

Producent **Medi**

### Opis produktu

**Uniwersalna szyna na kolano z ograniczeniem zginania/prostowania i możliwością unieruchomienia**

#### Sposób działania

- oboczna stabilizacja stawu kolanowego
- unieruchomienie pooperacyjne
- kontrolowane usprawnienie

#### Wskazania

- pooperacyjnie w chirurgii stawu kolanowego
- do unieruchomienia po urazach stawu kolanowego i do późniejszego usprawnienia
- do pewnej stabilizacji więzadeł bocznych po urazie lub po zaopatrzeniu operacyjnym

#### Rozmiar

długość ortezy (cm)	25	35
rozmiar	krótki	długo
numer artykułu	G.180.0K1	G.180.0K2

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Długość:** długi , krótki