

Link do produktu: <https://akmed.pl/uniwersalne-elastyczne-majtki-mocujace-molicare-premium-fixpants-w-rozmiarze-m-niebieskie-5-szt-p-5827.html>



Uniwersalne elastyczne majtki mocujące MoliCare® Premium Fixpants w rozmiarze M (niebieskie, 5 szt.)

Numer katalogowy **9477604**

Producent **MoliCare**

Opis produktu

MoliCare® Premium Fixpants w rozmiarze S (żółte, 5 szt.)

MoliCare Premium Fixpants gwarantuje bezpieczne i pewne mocowanie wkładów chłonnych oraz pieluch anatomicznych. Miękkie, elastyczne i przyjazne dla skóry materiały zapewniają wysoki komfort noszenia oraz przepuszczalność powietrza, dzięki czemu skóra w pełni oddycha. System kodowania kolorami pozwala w łatwy sposób zidentyfikować rozmiar produktu. MoliCare Premium Fixpants zachowują idealne dopasowanie do kształtów ciała przez długi czas. Można je prać do 50 razy w 60 ° C i suszyć w suszarce w niskich temperaturach.

Klasyfikacja niesterylnych wyrobów medycznych klasy I wg dyrektywy CE 93/42 EEC i wymogów FDA.

Zastosowanie

Elastyczne majtki wielokrotnego użytku (**wersja unisex**) zapewniające bezpieczne i higieniczne mocowanie wszystkich rodzajów wkładów chłonnych, pieluch anatomicznych w celu ochrony przed przeciekaniem oraz idealnego dopasowania produktu do kształtów ciała. Dedykowane zarówno dla osób leżących jak i mobilnych.

rozmiar: M (obwód bioder, brzucha 60-100cm)

kolor: niebieskie

Opakowanie: 5 szt.