

Link do produktu: <https://akmed.pl/universalne-elastyczne-majtki-mocujace-molicare-premium-fixpants-w-rozmiarze-xl-zielone-5-szt-p-5830.html>



## Uniwersalne elastyczne majtki mocujące MoliCare® Premium Fixpants w rozmiarze XL (zielone, 5 szt.)

Numer katalogowy **9477624**

Producent **MoliCare**

### Opis produktu

#### **MoliCare® Premium Fixpants w rozmiarze XL (zielone, 5 szt.)**

MoliCare Premium Fixpants gwarantuje bezpieczne i pewne mocowanie wkładów chłonnych oraz pieluch anatomicznych. Miękkie, elastyczne i przyjazne dla skóry materiały zapewniają wysoki komfort noszenia oraz przepuszczalność powietrza, dzięki czemu skóra w pełni oddycha. System kodowania kolorami pozwala w łatwy sposób zidentyfikować rozmiar produktu. MoliCare Premium Fixpants zachowują idealne dopasowanie do kształtów ciała przez długi czas. Można je prać do 50 razy w 60 ° C i suszyć w suszarce w niskich temperaturach.

Klasyfikacja niesterylnych wyrobów medycznych klasy I wg dyrektywy CE 93/42 EEC i wymogów FDA.

#### **Zastosowanie**

Elastyczne majtki wielokrotnego użytku (**wersja unisex**) zapewniające bezpieczne i higieniczne mocowanie wszystkich rodzajów wkładów chłonnych, pieluch anatomicznych w celu ochrony przed przeciekaniem oraz idealnego dopasowania produktu do kształtów ciała. Dedykowane zarówno dla osób leżących jak i mobilnych.

**rozmiar:** XL (obwód bioder, brzucha 100-160 cm)

**kolor:** zielone

**Opakowanie:** 5 szt.