

Link do produktu: <https://akmed.pl/universalne-elastyczne-majtki-mocujace-molicarefixpants-w-rozmiarze-l-brazowe-100-szt-p-5831.html>



## Uniwersalne elastyczne majtki mocujące MoliCare® Fixpants w rozmiarze L (brązowe, 100 szt.)

Numer katalogowy **9477460**

Producent **MoliCare**

### Opis produktu

#### **MoliCare® Fixpants w rozmiarze L (brązowe, 100 szt.)**

MoliCare® Fixpants posiadają strukturę siatki ze splotem połączonym podłużnie i poprzecznie. Przeznaczone do mocowania wszystkich typów wkładów chłonnych oraz pieluch anatomicznych. Są lekkie, miękkie i wykonane z materiałów przepuszczających powietrze. Identyfikacja rozmiaru odbywa się za pomocą kolorowych pasków tkanych w pasie. Klasyfikacja niesterylnych wyrobów medycznych klasy wg dyrektywy EWG.

#### **Zastosowanie**

Elastyczne majtki wielokrotnego użytku (wersja unisex) zapewniające bezpieczne i higieniczne mocowanie wszystkich rodzajów wkładów chłonnych oraz pieluch anatomicznych. Dedykowane dla osób chorych przebywających w łóżku oraz mobilnych.

**rozmiar:** L (obwód bioder, brzucha 80-120 cm)

**kolor:** brązowe

**Opakowanie:** 100 szt.