

Link do produktu: <https://akmed.pl/uniwersalne-elastyczne-majtki-mocujace-molicarefixpants-w-rozmiarze-xl-zielone-3-szt-p-5833.html>



Uniwersalne elastyczne majtki mocujące MoliCare® Fixpants w rozmiarze XL (zielone, 3 szt.)

Numer katalogowy **9477500**

Producent **MoliCare**

Opis produktu

MoliCare® Fixpants w rozmiarze XL (zielone, 3 szt.)

MoliCare® Fixpants posiadają strukturę siatki ze splotem połączonym podłużnie i poprzecznie. Przeznaczone do mocowania wszystkich typów wkładów chłonnych oraz pieluch anatomicznych. Są lekkie, miękkie i wykonane z materiałów przepuszczających powietrze. Identyfikacja rozmiaru odbywa się za pomocą kolorowych pasków tkanych w pasie. Klasyfikacja niesterylnych wyrobów medycznych klasy wg dyrektywy EWG.

Zastosowanie

Elastyczne majtki wielokrotnego użytku (wersja unisex) zapewniające bezpieczne i higieniczne mocowanie wszystkich rodzajów wkładów chłonnych oraz pieluch anatomicznych. Dedykowane dla osób chorych przebywających w łóżku oraz mobilnych.

rozmiar: XL (obwód bioder, brzucha 100-160 cm)

kolor: zielone

Opakowanie: 3 szt.