

Link do produktu: <https://akmed.pl/universalne-elastyczne-majtki-siatkowe-molipants-nr1-p-5835.html>

Uniwersalne elastyczne majtki siatkowe MoliPants® nr1



Numer katalogowy	9477212
------------------	----------------

Producent	MoliCare
-----------	-----------------

Opis produktu

Elastyczne majtki siatkowe do mocowania wkładów i pieluch anatomicznych.

Majtki siatkowe z elastycznej przędzy poliamidowej umożliwiają niezawodne, higieniczne i bezproblemowe umocowanie wszelkich rodzajów wkładów i pieluch anatomicznych. Majtki te mogą być z powodzeniem stosowane zarówno u pacjentów obłożnie chorych jak i chodzących. Dzięki siatkowej strukturze majtki MoliPants są trwałe, lekkie, miękkie i przewiewne. Majtki siatkowe można prać w pralce w temperaturze 60°C.

Zastosowanie

Higieniczne i komfortowe zabezpieczenie wkładów oraz pieluch anatomicznych u pacjentów obłożnie chorych oraz mobilnych.

Obwód bioder/brzucha 50-120 cm

Opakowanie: 50 sztuk