

Link do produktu: <https://akmed.pl/universalne-elastyczne-majtki-siatkowe-molipants-nr2-p-5836.html>

## Uniwersalne elastyczne majtki siatkowe MoliPants® nr2



Numer katalogowy	<b>9477262</b>
------------------	----------------

Producent	<b>MoliCare</b>
-----------	-----------------

### Opis produktu

#### **Elastyczne majtki siatkowe do mocowania wkładów i pieluch anatomicznych.**

Majtki siatkowe z elastycznej przędzy poliamidowej umożliwiają niezawodne, higieniczne i bezproblemowe umocowanie wszelkich rodzajów wkładów i pieluch anatomicznych. Majtki te mogą być z powodzeniem stosowane zarówno u pacjentów obłożnie chorych jak i chodzących. Dzięki siatkowej strukturze majtki MoliPants są trwałe, lekkie, miękkie i przewiewne. Majtki siatkowe można prać w pralce w temperaturze 60°C.

#### **Zastosowanie**

Higieniczne i komfortowe zabezpieczenie wkładów oraz pieluch anatomicznych u pacjentów obłożnie chorych oraz mobilnych.

**Obwód bioder/brzucha 100-160 cm**

**Opakowanie: 50 sztuk**