

Link do produktu: <https://akmed.pl/universalny-stabilizator-nadgarstka-am-sn-01-p-2302.html>

## Uniwersalny stabilizator nadgarstka AM-SN-01



Numer katalogowy **AM-SN-01**

Producent **Reh4Mat**

### Opis produktu

#### Charakterystyka wyrobu

Stabilizator nadgarstka wykonany został z dzianiny ActivPren dwustronnie pokrytej elastyczną tkaniną poliestrową. Wyrób został wyposażony w taśmę obwodową zaciskaną przy użyciu klamerki poliamidowej. Stabilizator nadgarstka zapewnia doskonałą stabilizację stawu nadgarstkowego.

#### Przeznaczenie

- po przebytych urazach stawu promieniowo nadgarstkowego
- w zapaleniach kałetek ścięgniastych,
- w zmianach przeciążeniowych, zwyrodnieniowych i zapalnych
- profilaktycznie w sporcie

#### Właściwości

1. Doskonała stabilizacja – dzięki zastosowaniu taśmy obwodowej.
2. Łatwość użytkowania – prosty sposób zakładania i zdejmowania wyrobu przez pacjenta.