

Link do produktu: <https://akmed.pl/usztywniacz-kolana-ze-stabilizatorem-rzepki-p-3276.html>



Usztywniacz kolana ze stabilizatorem rzepki

Numer katalogowy	2313
Producent	Mueller

Opis produktu

Na niestabilne kolana i ich chroniczne schorzenia, niesie ulgę w przypadkach podrażnienia rzepki, nadwyrężenia ścięgien kolanowych, jak i artretycznych kolan, gdzie wskazane jest usztywnienie boczne. Wspierające stalowe sprężyny i usztywnienie na rzepce pomaga chronić ją podczas ćwiczeń, jak i w trakcie rekonwalescencji pourazowej. Naprzemienne regulowane paski zapewniają mocowanie.

Rozmiar dobieramy po zmierzeniu środka kolana.

SM 30-35 cm	MD 35-40 cm	LG 40-45 cm	XL 45-50 cm	XXL 50-55 cm
----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: LG , MD , SM , XL , XXL