

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 11:45

Link do produktu: <https://akmed.pl/usztywniacz-kolana-ze-stabilizatorem-rzepki-p-3276.html>



## Usztywniacz kolana ze stabilizatorem rzepki

Numer katalogowy	<b>2313</b>
Producent	<b>Mueller</b>

### Opis produktu

Na niestabilne kolana i ich chroniczne schorzenia, niesie ulgę w przypadkach podrażnienia rzepki, nadwyrężenia ścięgien kolanowych, jak i artretycznych kolan, gdzie wskazane jest usztywnienie boczne. Wspierające stalowe sprężyny i usztywnienie na rzepce pomaga chronić ją podczas ćwiczeń, jak i w trakcie rekonwalescencji pourazowej. Naprzemienne regulowane paski zapewniają mocowanie.

### Rozmiar dobieramy po zmierzeniu środka kolana.

SM 30-35 cm	MD 35-40 cm	LG 40-45 cm	XL 45-50 cm	XXL 50-55 cm
----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** LG , MD , SM , XL , XXL