

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 15:24

Link do produktu: <https://akmed.pl/usztywniacz-locia-tenisisty-z-podkladka-zelowa-p-3312.html>



Usztywniacz łokcia tenisisty z podkładką żelową

Numer katalogowy **70207**

Producent **Mueller**

Opis produktu

- wkładka żelowa zapewnia punktową kompresję skoncentrowaną na miejscu urazu
- zapinany na rzep stabilizator można indywidualnie dopasować

Zastosowanie:

- „łokieć tenisisty”
- „łokieć golfisty

Uniwersalny rozmiar (wg obwodu łokcia od 20 do 38 cm)