

Link do produktu: <https://akmed.pl/usztywniacz-nadgarstka-apollo-bez-kciuka-p-3313.html>



Usztywniacz nadgarstka Apollo bez kciuka

Numer katalogowy	EFDA-88704
Producent	Breg

Opis produktu

Stabilizator nadgarstka Apollo jest wyprodukowany z lekkiego i bardzo wygodnego piankowego materiału. Posiada uniwersalny rozmiar. Regulowane podwójne zamknięcie zapewnia kontrolę wkładania dla większego komfortu każdego pacjenta.

Używana przy:

- zwichnięcia i naciągnięcia stawów
- zespół cieśni nadgarstka
- dalekie pęknięcia kości promieniowej oraz łokciowej
- urazy łódkowate
- zespół De Quervina
- bóle reumatyczne.

Cechy charakterystyczne:

- lekka wytrzymała konstrukcja
- uniwersalny rozmiar na prawą i lewą rękę
- doskonałe usztywnienie nadgarstka i kciuka przy zachowaniu mobilności dłoni i ręki
- miękka i wygodna konstrukcja
- podwójne zamknięcie gwarantuje wygodne dopasowanie i ochronę
- unieruchamiające szyny mogą być profilowane według indywidualnych potrzeb pacjentów.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

TYP: lewy , prawy