

Link do produktu: <https://akmed.pl/usztywniacz-nadgarstka-apollo-z-kciukiem-p-3260.html>



Usztywniacz nadgarstka Apollo z kciukiem

Numer katalogowy **1059**

Producent **Breg**

Opis produktu

Stabilizator nadgarstka Apollo jest wyprodukowany z lekkiego i bardzo wygodnego piankowego materiału. Posiada uniwersalny rozmiar. Regulowane podwójne zamknięcie zapewnia kontrolę wkładania dla większego komfortu każdego pacjenta. Stabilizator nadgarstka z ujęciem kciuka posiada także możliwość indywidualnego regulowania taśmy wokół kciuka.

Używana przy:

- zwichnięcia i naciągnięcia stawów
- zespół cieśni nadgarstka
- dalekie pęknięcia kości promieniowej oraz łokciowej
- urazy łódkowate
- urazy kciuka (dla stabilizatora z ujęciem kciuka)
- syndrom De Quervina
- bóle reumatyczne.

Cechy charakterystyczne:

- lekka wytrzymała konstrukcja
- doskonałe usztywnienie nadgarstka i kciuka przy zachowaniu mobilności dłoni i ręki
- miękka i wygodna konstrukcja
- podwójne zamknięcie gwarantuje wygodne dopasowanie i ochronę
- unieruchamiające szyny mogą być profilowane według indywidualnych potrzeb pacjentów.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

TYP: lewy , prawy