

Link do produktu: <https://akmed.pl/waga-diagnostyczna-beurer-bf-105-body-complete-p-4701.html>



Waga diagnostyczna BEURER BF 105 Body Complete

Numer katalogowy	BF 105 BT
Kod producenta	BF 105 BT
Kod EAN	4211125748128
Producent	Beurer

Opis produktu

Nowoczesna waga diagnostyczna za szczegółową analizą całego ciała, zdejmowanym bezprzewodowym wyświetlaczem i możliwością podłączenia do komputera. Pomiar masy ciała, tkanki tłuszczowej, wody w organizmie, tkanki mięśniowej, masy kostnej, zapotrzebowania na kalorie AMR/BMR

Szczegółowa analiza całego ciała w celu wykonania precyzyjnego pomiaru

Wyposażona w 8 elektrod waga diagnostyczna BF 105 Body Complete firmy Beurer wskazuje dokładne wartości pomiarowe całego ciała. Zdejmowany, bezprzewodowy wyświetlacz XXL ma niebieskie podświetlenie i jest czytelny z pozycji stojącej. Najnowocześniejszy wyświetlacz z matrycą punktową w przejrzysty sposób wskazuje wszystkie wyniki pomiarów. Za pomocą bezpłatnej aplikacji HealthManager firmy Beurer wszystkie wartości są rejestrowane i analizowane, dzięki czemu każdego dnia jesteś o krok bliżej upragnionej wagi.

Wagi diagnostyczne BEURER poleca "Pani Gadżet" w DDTVN:

<http://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064.n/zwazaj-na-wagi-nie-wszystkie-sa-wiarygodne,100755.html>

Pobierz Beurer HealthManager oraz EasyFit: [TUTAJ](#)