

Link do produktu: <https://akmed.pl/waga-diagnostyczna-beurer-bf-195-le-p-4702.html>

Waga diagnostyczna BEURER BF 195 LE



Numer katalogowy	BF 195
Kod producenta	BF 195
Kod EAN	4211125748166
Producent	Beurer

Opis produktu

Waga diagnostyczna

- Ładny, okrągły wyświetlacz LCD
- Nowoczesne obramowanie

Nowoczesna szklana waga diagnostyczna dająca przegląd wszystkich wartości pomiaru: masy ciała, tkanki tłuszczowej, wody w organizmie, masy kostnej, masy mięśniowej, zapotrzebowania na kalorie oraz BMI.

- Ładny okrągły wyświetlacz LCD
- Nowoczesne obramowanie
- Wyświetlacz LCD z niebieskim podświetleniem
- Elektrody ze szcztokowanej stali szlachetnej
- 5 stopni aktywności
- Maksymalna liczba zapamiętanych użytkowników: 10
- Przełączanie jednostek kg/lb/st
- Sposób włączania: technologia Quick Start
- Automatyczne włączanie i wyłączanie
- Maksymalne obciążenie : 180 kg/ dokładność: 100g/0,1%
- Wymiary:31x31x2,3cm
- Powierzchnia ważenia 30x30cm
- Wielkość cyfr: 28 mm.