
Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 20:01

Link do produktu: <https://akmed.pl/waga-diagnostyczna-beurer-bf-600-style-p-4703.html>

Waga diagnostyczna BEURER BF 600 STYLE



Numer katalogowy	BF 600
Kod producenta	BF 600
Kod EAN	4211125749408
Producent	Beurer

Opis produktu

Nowoczesna waga diagnostyczna dająca przegląd wszystkich wartości pomiaru w każdej chwili, w domu i w podróży. Automatyczna transmisja danych dzięki innowacyjnemu łączu między smartfonem a wagą z wykorzystaniem technologii Bluetooth® Smart (4.0). Wraz z aplikacją do pobrania (Apple i Android).