


---

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 15:14

Link do produktu: <https://akmed.pl/waga-diagnostyczna-beurer-bf-700-p-4680.html>

## Waga diagnostyczna BEURER BF 700



Numer katalogowy	<b>BF 700 BLUETOOTH AGITO</b>
Kod producenta	<b>BF 700 BLUETOOTH AGITO</b>
Kod EAN	<b>4211125748340</b>
Producent	<b>Beurer</b>

### Opis produktu

Nowoczesna waga diagnostyczna dająca przegląd wszystkich wartości pomiaru w każdej chwili, w domu i w podróży. Automatyczna transmisja danych dzięki innowacyjnemu łączu między smartfonem a wagą z wykorzystaniem technologii Bluetooth® Smart (4.0). Wraz z aplikacją do pobrania (Apple i Android).