

Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 19:22

Link do produktu: <https://akmed.pl/waga-diagnostyczna-beurer-bf-700-p-4680.html>

Waga diagnostyczna BEURER BF 700



Numer katalogowy	BF 700 BLUETOOTH AGITO
Kod producenta	BF 700 BLUETOOTH AGITO
Kod EAN	4211125748340
Producent	Beurer

Opis produktu

Nowoczesna waga diagnostyczna dająca przegląd wszystkich wartości pomiaru w każdej chwili, w domu i w podróży. Automatyczna transmisja danych dzięki innowacyjnemu łączu między smartfonem a wagą z wykorzystaniem technologii Bluetooth® Smart (4.0). Wraz z aplikacją do pobrania (Apple i Android).