
Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 19:24

Link do produktu: <https://akmed.pl/waga-diagnostyczna-beurer-bg-17-p-4687.html>

Waga diagnostyczna BEURER BG 17



Numer katalogowy	BG 17 AGITO
Kod producenta	BG 17 AGITO
Kod EAN	4211125769253
Producent	Beurer

Opis produktu

Bezpieczne szkło

Szklana waga diagnostyczna z powierzchnią ważenia wykonaną z bezpiecznego szkła. Posiada szerokie spektrum pomiarów oraz przegląd wszystkich wartości. Cyfry duże i bardzo wyraźne.