
Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 21:18

Link do produktu: <https://akmed.pl/waga-diagnostyczna-beurer-bg-39-p-4656.html>

Waga diagnostyczna BEURER BG 39



Numer katalogowy	BG 39 AGITO
Kod producenta	BG 39 AGITO
Kod EAN	4211125767150
Producent	Beurer

Opis produktu

Nowoczesna szklana waga diagnostyczna z dużym dwuwierszowym wyświetlaczem LCD, możliwością dokonywania różnorodnych pomiarów oraz z interpretacją pomiaru tkanki tłuszczowej w formie piramidy.