
Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 20:10

Link do produktu: <https://akmed.pl/waga-diagnostyczna-beurer-bg-40-p-4657.html>

Waga diagnostyczna BEURER BG 40



Numer katalogowy	BG 40 CZ AGITO
Kod producenta	BG 40 CZ AGITO
Kod EAN	4211125761066
Producent	Beurer

Opis produktu

Szklana waga diagnostyczna z nowoczesnym czarnym dwuwierszowym wyświetlaczem i eleganckim obramowaniem. Obsługiwana za pomocą przycisków sensorycznych i umożliwiająca dokonywanie różnorodnych pomiarów.

Wagi diagnostyczne BEURER poleca "Pani Gadżet" w DDTVN:

<http://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064.n/zwazaj-na-wagi-nie-wszystkie-sa-wiarygodne,100755.html>