

---

Dane aktualne na dzień: 10-04-2026 11:47

Link do produktu: <https://akmed.pl/waga-diagnostyczna-beurer-bg-42-p-4658.html>

## Waga diagnostyczna BEURER BG 42



Numer katalogowy	<b>BG 42 CZ AGITO</b>
------------------	-----------------------

Kod producenta	<b>BG 42 CZ AGITO</b>
----------------	-----------------------

Kod EAN	<b>4211125761509</b>
---------	----------------------

Producent	<b>Beurer</b>
-----------	---------------

### Opis produktu

Szklana waga diagnostyczna o bardzo płaskim kształcie wykonana z wysokiej jakości połączenia szkła i szrotkowanej stali szlachetnej. Posiada duży 2-warstwowy wyświetlacz LCD.