

---

Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 20:01

Link do produktu: <https://akmed.pl/waga-elektroniczna-medisana-ps400-p-2788.html>

## Waga elektroniczna MEDISANA PS400



Numer katalogowy	<b>PS400</b>
------------------	--------------

Producent	<b>Horn</b>
-----------	-------------

### Opis produktu

### Specyfikacja produktu

- Elektroniczna szklana waga łazienkowa.
- Cienka konstrukcja, 6 milimetrowe utwardzane szkło.
- 4 precyzyjne czujniki tensometryczne.
- Zakres pomiaru do 150 kg, podziałka skali co 100 g.
- Automatyczne wyłączenie po 10 sek. bezczynności.
- Duży wyświetlacz LCD.
- Zasilanie 1x bateria CR2032.