
Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 20:11

Link do produktu: <https://akmed.pl/waga-elektroniczna-medisana-psm-p-2789.html>

Waga elektroniczna MEDISANA PSM



Numer katalogowy	PSM
------------------	------------

Producent	Horn
-----------	-------------

Opis produktu

Specyfikacja produktu

- Elektroniczna szklana waga osobowa z funkcją analizy składu organizmu.
- Dzięki tej funkcji możemy obliczyć: wartość tłuszczu ustrojowego, zawartości wody, udział masy mięśniowej, masy kostnej i zapotrzebowania na kcal.
- 4 precyzyjne elektrody, zakres pomiaru do 180 kg, podziałka skali co 100 g, automatyczne wyłączenie po 8 sek. bezczynności, duży wyświetlacz LCD, zasilanie 3x bateria 1,5 V, pamięć dla 10 osób, tryb atletyczny.