
Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 19:59

Link do produktu: <https://akmed.pl/waga-elektroniczna-rossmax-wb101-p-6172.html>



Waga elektroniczna ROSSMAX WB101

Numer katalogowy **ROSSMAX WB101**

Producent **ROSSMAX**

Opis produktu

- Elegancka, szklana waga
- Technologia 4 sensorowa
- Automatyczne włączanie
- Duży, czytelny wyświetlacz LCD
- Dokładność 100 g
- Maksymalna waga 180 kg
- 2 Lata gwarancji