

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 15:13

Link do produktu: <https://akmed.pl/waga-lazienkowa-beurer-gs-170-ruby-p-4691.html>

Waga łazienkowa BEURER GS 170 Ruby



Numer katalogowy	GS 170 RUBY AGITO
------------------	--------------------------

Kod producenta	GS 170 RUBY AGITO
----------------	--------------------------

Kod EAN	4211125756154
---------	----------------------

Producent	Beurer
-----------	---------------

Opis produktu

6 mm szkło bezpieczne

Elegancka waga szklana wykonana z 6 mm szkła bezpiecznego w nowoczesnym obramowaniu. Duży wyświetlaczem LCD. Ponadczasowe akcenty w kolorze srebrnym/rubiniowym.