


---

Dane aktualne na dzień: 31-12-2025 16:39

Link do produktu: <https://akmed.pl/waga-lazienkowa-beurer-gs-170-sapphire-p-4690.html>

## Waga łazienkowa BEURER GS 170 Sapphire



Numer katalogowy	<b>GS 170 SAPPHIR AGITO</b>
Kod producenta	<b>GS 170 SAPPHIR AGITO</b>
Kod EAN	<b>4211125756161</b>
Producent	<b>Beurer</b>

### Opis produktu

6 mm szkło bezpieczne

Elegancka waga szklana wykonana z 6 mm szkła bezpiecznego w nowoczesnym obramowaniu. Duży wyświetlaczem LCD. Ponadczasowe akcenty w kolorze szafirowym/szarym.