

Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 19:25

Link do produktu: <https://akmed.pl/waga-lazienkowa-beurer-gs-170-sapphire-p-4690.html>

Waga łazienkowa BEURER GS 170 Sapphire



Numer katalogowy	GS 170 SAPPHIR AGITO
Kod producenta	GS 170 SAPPHIR AGITO
Kod EAN	4211125756161
Producent	Beurer

Opis produktu

6 mm szkło bezpieczne

Elegancka waga szklana wykonana z 6 mm szkła bezpiecznego w nowoczesnym obramowaniu. Duży wyświetlaczem LCD. Ponadczasowe akcenty w kolorze szafirowym/szarym.