

---

Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 19:24

Link do produktu: <https://akmed.pl/waga-lazienkowa-beurer-gs-203-beach-p-4688.html>

## Waga łazienkowa BEURER GS 203 Beach



Numer katalogowy	<b>GS 203 BEACH AGITO</b>
Kod producenta	<b>GS 203 BEACH AGITO</b>
Kod EAN	<b>4211125756277</b>
Producent	<b>Beurer</b>

### Opis produktu

Elegancka waga szklana z retro nadrukiem i podświetlanym na biało wyświetlaczem LCD. Płaska z dużymi cyframi. Nadaje szczególnego akcentu w łazience.