
Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 15:20

Link do produktu: <https://akmed.pl/waga-lazienkowa-beurer-gs-203-london-p-4683.html>

Waga łazienkowa BEURER GS 203 London



| | |
|------------------|----------------------------|
| Numer katalogowy | GS 203 LONDON AGITO |
| Kod producenta | GS 203 LONDON AGITO |
| Kod EAN | 4211125756260 |
| Producent | Beurer |

Opis produktu

Elegancka waga szklana z ekstrawaganckim nadrukiem i podświetlanym na biało wyświetlaczem LCD. Płaska z dużymi cyframi. Charakterystyczna dla Londynu czerwona budka telefoniczna.