
Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 20:07

Link do produktu: <https://akmed.pl/waga-lazienkowa-beurer-gs-203-london-p-4683.html>

Waga łazienkowa BEURER GS 203 London



Numer katalogowy	GS 203 LONDON AGITO
Kod producenta	GS 203 LONDON AGITO
Kod EAN	4211125756260
Producent	Beurer

Opis produktu

Elegancka waga szklana z ekstrawaganckim nadrukiem i podświetlanym na biało wyświetlaczem LCD. Płaska z dużymi cyframi. Charakterystyczna dla Londynu czerwona budka telefoniczna.