

---

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 15:22

Link do produktu: <https://akmed.pl/waga-lazienkowa-beurer-gs-203-new-york-p-4684.html>

## Waga łazienkowa BEURER GS 203 New York



Numer katalogowy	<b>GS 203 NEW YORK AGITO</b>
Kod producenta	<b>GS 203 NEW YORK AGITO</b>
Kod EAN	<b>4211125756253</b>
Producent	<b>Beurer</b>

### Opis produktu

Elegancka waga szklana z ekstrawaganckim nadrukiem i podświetlanym na biało wyświetlaczem LCD. Płaska z dużymi cyframi. Charakterystyczne żółte taksówki.