
Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 15:18

Link do produktu: <https://akmed.pl/waga-lazienkowa-beurer-gs-203-paris-p-4704.html>

Waga łazienkowa BEURER GS 203 Paris



Numer katalogowy	GS 203 PARIS
Kod producenta	GS 203 PARIS
Kod EAN	4211125756314
Producent	Beurer

Opis produktu

Elegancka waga szklana z ekstrawaganckim nadrukiem i podświetlanym na biało wyświetlaczem LCD. Płaska z dużymi cyframi. Wieża Eiffle'a