
Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 19:24

Link do produktu: <https://akmed.pl/waga-lazienkowa-beurer-gs-203-surf-p-4689.html>

Waga łazienkowa BEURER GS 203 Surf



| | |
|------------------|--------------------------|
| Numer katalogowy | GS 203 SURF AGITO |
|------------------|--------------------------|

| | |
|----------------|--------------------------|
| Kod producenta | GS 203 SURF AGITO |
|----------------|--------------------------|

| | |
|---------|----------------------|
| Kod EAN | 4211125756284 |
|---------|----------------------|

| | |
|-----------|---------------|
| Producent | Beurer |
|-----------|---------------|

Opis produktu

Elegancka waga szklana z retro nadrukiem i podświetlanym na biało wyświetlaczem LCD. Płaska z dużymi cyframi. Nadaje szczególnego akcentu w łazience.