
Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 16:55

Link do produktu: <https://akmed.pl/waga-lazienkowa-beurer-gs-205-sequence-p-4667.html>

Waga łazienkowa BEURER GS 205 Sequence



Numer katalogowy	GS 205 SEQUENCE AGITO
Kod producenta	GS 205 SEQUENCE AGITO
Kod EAN	4211125756628
Producent	Beurer

Opis produktu

Waga szklana z kolorowym nadrukiem i podświetlanym na niebiesko wyświetlaczem LCD. Płaska z dużymi literami.