

---

Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 20:42

Link do produktu: <https://akmed.pl/waga-lazienkowa-beurer-gs-205-sequence-p-4667.html>

## Waga łazienkowa BEURER GS 205 Sequence



Numer katalogowy	<b>GS 205 SEQUENCE AGITO</b>
Kod producenta	<b>GS 205 SEQUENCE AGITO</b>
Kod EAN	<b>4211125756628</b>
Producent	<b>Beurer</b>

### Opis produktu

Waga szklana z kolorowym nadrukiem i podświetlanym na niebiesko wyświetlaczem LCD. Płaska z dużymi literami.