
Dane aktualne na dzień: 31-12-2025 16:39

Link do produktu: <https://akmed.pl/waga-lazienkowa-beurer-gs-300-czarna-p-4697.html>

Waga łazienkowa BEURER GS 300 Czarna



Numer katalogowy	GS 300 BLACK AGITO
Kod producenta	GS 300 BLACK AGITO
Kod EAN	4211125756086
Producent	Beurer

Opis produktu

Waga o ponadczasowym wzorze.

Czarna waga szklana o ponadczasowym wzorze. Wykonana z bezpiecznego szkła. Wygodne i bezpieczne użytkowanie dzięki antypoślizgowej powierzchni pokrytej silikonem. Płaski kształt.