

---

Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 20:07

Link do produktu: <https://akmed.pl/waga-lazienkowa-beurer-gs-300-czarna-p-4697.html>

## Waga łazienkowa BEURER GS 300 Czarna



Numer katalogowy	<b>GS 300 BLACK AGITO</b>
Kod producenta	<b>GS 300 BLACK AGITO</b>
Kod EAN	<b>4211125756086</b>
Producent	<b>Beurer</b>

### Opis produktu

Waga o ponadczasowym wzorze.

Czarna waga szklana o ponadczasowym wzorze. Wykonana z bezpiecznego szkła. Wygodne i bezpieczne użytkowanie dzięki antypoślizgowej powierzchni pokrytej silikonem. Płaski kształt.