
Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 21:23

Link do produktu: <https://akmed.pl/waga-lazienkowa-beurer-gs-420-tara-p-4672.html>

Waga łazienkowa BEURER GS 420 Tara



Numer katalogowy	GS 420 AGITO
Kod producenta	GS 420 AGITO
Kod EAN	4211125756055
Producent	Beurer

Opis produktu

Uniwersalna waga szklana z ciekawym nadrukiem z przezroczystymi miejscami. Posiada praktyczną funkcję doważania (tara) oraz funkcję pamięci umożliwiającą porównywanie wyników. Idealna do ważenie również zwierząt, bagażu, itp. Dokładność 50 g.