
Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 15:14

Link do produktu: <https://akmed.pl/waga-lazienkowa-beurer-gs-485-p-4681.html>

Waga łazienkowa BEURER GS 485



Numer katalogowy	GS 485 BLUETOOTH AGITO
Kod producenta	GS 485 BLUETOOTH AGITO
Kod EAN	4211125756123
Producent	Beurer

Opis produktu

Nowoczesna waga szklana dająca przegląd wszystkich wartości pomiaru w każdej chwili, w domu i w podróży. Automatyczna transmisja danych dzięki innowacyjnemu łączu między smartfonem a wagą z wykorzystaniem technologii Bluetooth® Smart (4.0). Wraz z aplikacją do pobrania (Apple i Android).