

---

Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 19:24

Link do produktu: <https://akmed.pl/waga-lazienkowa-beurer-gs-485-p-4681.html>

## Waga łazienkowa BEURER GS 485



Numer katalogowy	<b>GS 485 BLUETOOTH AGITO</b>
Kod producenta	<b>GS 485 BLUETOOTH AGITO</b>
Kod EAN	<b>4211125756123</b>
Producent	<b>Beurer</b>

### Opis produktu

Nowoczesna waga szklana dająca przegląd wszystkich wartości pomiaru w każdej chwili, w domu i w podróży. Automatyczna transmisja danych dzięki innowacyjnemu łączu między smartfonem a wagą z wykorzystaniem technologii Bluetooth® Smart (4.0). Wraz z aplikacją do pobrania (Apple i Android).