

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 15:14

Link do produktu: <https://akmed.pl/waga-lazienkowa-beurer-gs-490-bronze-p-4685.html>

Waga łazienkowa BEURER GS 490 Bronze



Numer katalogowy	GS 490 BRONZE
Kod producenta	GS 490 BRONZE
Kod EAN	4211125756147
Producent	Beurer

Opis produktu

Elegancka waga szklana.

Bardzo elegancka waga szklana z dużymi cyframi na wyświetlaczu LCD. Wykonana z bezpiecznego szkła. Nowoczesne połączenie materiałów: szykowny brzeg z wysokiej jakości miedzianą obwódką.